

## ***Faktenblatt***

### **Autoklaven – Dampfsterilisation**

**Autoren: Dr. Valentin K  ng und Philipp Thalmann,**

**K  ng – Biotech + Umwelt, Bern**

**Herausgeber und Copyright:**

**Kontrollstelle f  r Chemie- und  
Biosicherheit (KCB)**

**Kantonales Laboratorium**

**Basel-Stadt**

**Kannenfeldstrasse 2**

**Postfach**

**4012 Basel**

**Tel. 061 385 25 00**

**<https://www.bs.ch/gd/kantonslabor>**

**18.12.2000 / Update Mai 2007 /  
August 2014 /Juli 2024 /  
Dezember 2025**

<b>1. Prinzip .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Anwendungsbereich .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Definitionen .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Anforderungen an den Inaktivierungsprozess .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Richtwerte und Standardverfahren .....</b>	<b>4</b>
<b>6. Organisatorische Anforderungen an den Betrieb von Autoklaven .....</b>	<b>5</b>
<b>7. Apparatetypen .....</b>	<b>5</b>
<b>8. Abwassersterilisation .....</b>	<b>7</b>
<b>9. Ausgewählte Literatur.....</b>	<b>7</b>

# Faktenblatt Autoklaven – Dampfsterilisation

## 1. Prinzip

Sämtliche Teile des Sterilisationsgutes werden bei einer bestimmten **Temperatur** eine bestimmte **Zeit** lang der Einwirkung von **gesättigtem, gespanntem Wasserdampf** ausgesetzt. Die in der Sterilisationskammer und im Sterilisationsgut befindliche Luft wird vor Beginn der Einwirkungszeit durch Verdrängen oder Evakuieren entfernt.

Die Abnahme der Keime beim Sterilisationsprozess folgt einer Reaktion 1. Ordnung (logarithmische Abnahme).

## 2. Anwendungsbereich

Abgesehen von der Methode des Verbrennens ist die Sterilisation mit Dampf die effektivste Methode zur Sterilisation von festen und flüssigen Abfällen bzw. von kontaminierten Materialien und Arbeitsgeräten. Die Vorteile der Dampfsterilisation sind neben einer hohen und schnellen Wirksamkeit ein gutes Durchdringungsvermögen, die Umweltverträglichkeit sowie die einfache Überprüfbarkeit (Monitoring). Sie ist die Methode der Wahl, wenn die Sterilisation vor Ort geschehen soll und Hitze und Feuchtigkeit kein Problem darstellen<sup>1</sup>.

- ☞ **Ausnahmen**
- Tierkadaver<sup>2</sup>
  - Möbel, Hitze- und auf Feuchte empfindliche Geräte
  - Verschüttungen
  - Radioaktivität
  - Bestimmte Chemikalien

Bei diesen Ausnahmen sind chemische oder andere Sterilisationsverfahren zu bevorzugen.

## 3. Definitionen

<b>Einwirkungs- dauer/ Halte- zeit</b>	Während der Einwirkungszeit haben sämtliche Teile des Sterilisationsgutes die vorgeschriebene Temperatur angenommen und sind der Einwirkung von gesättigtem, gespanntem Wasserdampf ausgesetzt.
--	---

<sup>1</sup> Andere Verfahren als die Dampfsterilisation sollten nur gewählt werden, wenn diese undurchführbar oder ungeeignet ist, z.B. bei Geräten, Anlagen und Möbeln, deren Behandlung mit Dampf nicht möglich ist. In diesen Fällen kommt eine Begasung mit Ethylenoxid oder Formaldehyd in Frage (EN 12740). Neben der Sterilisation mit Dampf spielt auch die chemische Sterilisation bei der Behandlung von Abfällen eine Rolle. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Mikroorganismen nach der Ernte und Sterilisation weiterverarbeitet werden, um bestimmte hitzelabile Bestandteile zu isolieren. Es handelt sich hier also nicht um Abfall im engeren Sinn. Bei der Wahl der Sterilisationsmethode spielt in diesem Fall neben der Sterilisation der Mikroorganismen auch die geplante weitere Behandlung eine Rolle.

<sup>2</sup> Tierkadaver können vor dem Verbrennen autoklaviert werden. Autoklavieren als einziger Sterilisationsschritt ist nicht zu empfehlen, da eine vollständige Dampfpenetration des Kadavers schwierig nachzuweisen und bei grösseren Tieren i. d. R. nicht praktikabel ist.

#### 4. Anforderungen an den Sterilisationsprozess

**Behälter** Behälter, in denen sich die Abfälle befinden, dürfen während der Behandlung in der Sterilisationskammer **nicht luftdicht** verschlossen sein. Es sind nur Behälter mit ausreichend großen Öffnungen oder Säcke verwenden.  
In dem zu sterilisierenden Gut dürfen sich **keine hermetisch verschlossenen Gefässe** befinden, ausser in besonderen Fällen (z.B. bei Flüssigkeiten; abhängig vom Autoklaventyp und gewähltem Verfahren).  
Werden als Behälter **Säcke** verwendet, so müssen sie so beschaffen sein, daß sie vor dem Beschicken entweder geöffnet werden oder während der ersten Vakuumphase zerreißen (siehe ‚Vakuum-Verfahren‘). Es gibt auch Säcke, die aus dampfpermeablem Material bestehen.

**Ausgleichszeit** Die Ausgleichszeit und die Abkühlzeit sind auf die Abfallart abzustimmen. Dabei sind insbesondere die kompakten Bestandteile und die Flüssigkeitsmenge zu berücksichtigen.

**Wirksamkeit** Die Wirksamkeit muss durch eine Prüfung nachgewiesen werden. Zum Beispiel nach der deutschen Technischen Empfehlung «Prozessvalidierung von Abfallsterilisationsprozessen in Autoklaven im Laborbereich» des Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) vom 24.5.2023

☞ Häufigste Störungsursache bei Autoklaven stellt der Einschluss von Luft-„Inseln“ im Sterilisationsgut dar. In diesen Einschlüssen werden die Sollwerte für eine Sterilisation nicht erreicht!

#### 5. Richtwerte und Standardverfahren

Für die Sterilisation sind **Dampf**, **Temperatur** und **Einwirkungszeit** entscheidend. Als Standardprozedur gilt: 15 bis 20 Minuten, bei 121°C und 2 bar Druck. Unter diesen Bedingungen werden *Bacillus stearothermophilus*-Sporen, die zu den hitzeresistentesten Keimen gehören, abgetötet. Freie DNA wird unter diesen Bedingungen ebenfalls zerstört.

**Ausnahme** Prionen müssen während 1 Stunde bei 132°C autoklaviert werden (Strömungsverfahren), in einem Autoklaven mit Vorvakuumisierung dürfen 18 Minuten bei 132°C genügen.

Aus ökologischen Gründen kann es sinnvoll sein, Abfälle mit von der Standardprozedur abweichenden Verfahren zu behandeln. Die Effektivität solcher abweichenden Verfahren muss allerdings gezeigt werden. Bei Gemischen von Organismen sind die Sterilisationsbedingungen an die hitzeresistentesten Keime anzupassen (vgl. auch den letzten Abschnitt im Kapitel 6 zu Indikatoren).

## 6. Organisatorische Anforderungen an den Betrieb von Autoklaven

- Einen geeigneten **Standort** auswählen. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Einschliessungsverordnung (Anhang 4 ESV) bedeutet dies:
  - Sicherheitsstufe 1: keine Einschränkungen (nur verfügbar)
  - Sicherheitsstufe 2: im selben Gebäude (kann ausserhalb erfolgen, wenn das zuständige Bundesamt dies bewilligt);
  - Sicherheitsstufe 3: im selben Arbeitsbereich (kann anderswo im Gebäude erfolgen, wenn ein sicherer und validierter Transfer des Abfalls in einen Autoklaven ausserhalb des Labors möglich ist und das zuständige Bundesamt dies bewilligt)
  - Sicherheitsstufe 4: im selben Labor (keine Ausnahmen)
- Regelung der **Verantwortlichkeit** (z.B. Liste der für den regelmässigen Betrieb Verantwortlichen, Ansprechpartner bei Störungen, Verantwortlicher zur Durchführung periodischer Funktionskontrollen und Wartungsarbeiten etc.)
- Ein **Sammelplatz** für die zu autoklavierenden Abfälle muss organisiert sein.
- **Betriebsanweisungen** müssen gut sichtbar beim Autoklaven zur Verfügung stehen und Angaben über die versch. Sterilisierungsprogramme mit Anwendungsbereich (z.B. Feststoffe, Flüssigkeiten) und den einzuhaltenden Parameter (Temperatur, Druck, Zeit) enthalten. Ebenfalls soll ein **Beladungsplan** (mit Angaben zum Inhalt, Anzahl, Volumen, Masse des Sterilisiergutes) vorhanden sein.
- Es empfiehlt sich für jeden Autoklaven ein **Logbuch** zu führen (Aufzeichnung der „runs“ und allfälliger Wartungsarbeiten oder Störungen).
- **Indikator** muss am ungünstigsten Ort für die Dampfpenetration (z. B. grösstes Volumen) platziert sein. Für die alltägliche Temperaturkontrolle des Sterilisationsprozesses werden sogenannte **Autoklaven-Tapes** mit Farbindikator verwendet. Etwas präzisere Kontrollen auch bezüglich der Einwirkungsdauer erlauben **Indikatorröhrchen** oder **Indikatorsticks**. Für eine zuverlässige Validierung der Inaktivierung sind empfindlichere Methoden wie **Kontrollorganismen** (Bacillus-Sporen, auch in gebrauchsfertigen Inkubationsröhrchen erhältlich) oder elektronische Aufzeichnungsmodule (sog. **Logger**) zu verwenden. Solche Kontrollen sind bei der erstmaligen Verwendung eines best. Programms, bei jeder relevanten Änderung des Programms resp. des Sterilisiergutes sowie zur periodischen Überprüfung durchzuführen.

## 7. Apparatetypen

Es gibt verschiedene **Modelle** von Autoklaven. Zu unterscheiden ist zwischen kleineren Tischautoklaven, mittleren bis grösseren Standautoklaven und fest eingebauten Durchreicheautoklaven. Letztere sind insbesondere ab Sicherheitsstufe 3 oder für strikt kontrollierte Tierhaltungs- oder Produktionsanlagen geeignet, da das Beschicken und Entladen von voneinander abgetrennten Bereichen möglich ist („schmutzige“ resp. „saubere“ Seite) und so eine (äusserliche) Rekontamination von inaktiviertem Abfall bei der Entnahme verhindern.

Generell gilt, dass zur Überprüfung der Funktionsabläufe eine **automatische Aufzeichnung der Betriebsparameter** (Haltezeit, Temperatur, evtl. Druck) erforderlich ist. Stand der Technik ist die elektronische Erfassung mit der Möglichkeit zum Ausdrucken. Ältere Modelle sind mit einer sogenannten Aufzeichnungsscheibe ausgestattet. Für höhere Anforderungen (ab Sicherheitsstufe 3) gilt eine von-

einander unabhängige Temperaturerfassung zur Steuerung und Prozesskontrolle als Stand der Technik.

Bei Abluft- und Kondensatbildenden Verfahren – was die Regel ist – sind **Sterilfilter** ab Sicherheitsstufe 2 Stand der Technik, ab Sicherheitsstufe 3 zwingend notwendig. Sie verhindern das Entweichen von pathogenen Mikroorganismen in der verdrängten Luft während der Aufheizphase. Dabei haben sich Sterilfilter mit einer Porengrösse von  $0,2\ \mu\text{m}$  als Standard etabliert. Je nach Modell und Anwendungsweise des Autoklaven sind periodisch auszuwechselnde Filter (z.B. in Kartuschen) oder permanent im Gerät integrierte Filter erhältlich.

Untenstehend sind die zwei Haupttypen von Autoklavierv Verfahren kurz vorgestellt. Zu beachten ist, dass diese Verfahren je nach techn. Ausführung des Autoklaven noch weiter differenziert werden können, was hier nicht näher behandelt werden soll:

### **Vakuum-Verfahren**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Merkmale</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entfernung der Luft aus Autoklav durch mehrmaliges Evakuieren im Wechsel mit Einströmenlassen von Dampf.</li><li>• Wirksamkeit ist abhängig vom erreichten Unterdruck und der Betriebsweise (einmaliges oder mehrmaliges Evakuieren nach jeweiliger Dampfzugabe).</li><li>• Abluft- und kondensatbildendes Verfahren.</li><li>• Inaktivierungskammer und mit ihr unmittelbar in Verbindung stehende Rohrleitungen und Ventile sind vakuumdicht.</li><li>• Verfahren für Sicherheitsstufe 1-4 verwendbar, Stand der Technik ab Stufe 3, absolut notwendig für Stufe 4.</li></ul> |
| <b>Ausrüstung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entlüftung des Autoklaven über Sterilfilter ab Sicherheitsstufe 3 der ESV absolut notwendig; für Sicherheitsstufe 2 Stand der Technik.</li><li>• Kontrolliertes Autoklavieren des Kondensats während des Inaktivierungsvorgangs (ab Sicherheitsstufe 3 absolut notwendig). Separate Inaktivierung des Kondensats ist zu vermeiden.</li></ul>  |

### **Strömungs- oder Gravitationsverfahren**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Merkmale</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Luft wird durch Sattedampf verdrängt (Prinzip des Dampfkochtopfs).</li><li>• Problematisch bei porösen Materialien (Luftinseln!)</li><li>• Dampf wird intern oder extern erzeugt.</li><li>• Entlüftungsventil wird nach einigen Minuten geschlossen (evtl. manuell).</li><li>• Abluft- und kondensatbildendes Verfahren.</li><li>• Verwendung für Sicherheitsstufe 1 bis 2.</li></ul> |
| <b>Ausrüstung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Für Sicherheitsstufe 2 gilt ein Sterilfilter als Stand der Technik.</li><li>• Kondensatablass so gering wie möglich halten.</li></ul>   |

## 8. Abwassersterilisation

Flüssige Abfälle und Abwässer aus Labor und Produktion können über kontinuierliche oder Batch-Verfahren (diskontinuierlich) sterilisiert werden. Die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit ist bei Batchverfahren wesentlich höher als bei kontinuierlichen Verfahren (Inaktivierung im Durchflussverfahren).

Aus Sicherheitsgründen ist bei der Konstruktion von Anlagen darauf zu achten, dass Totvolumina so klein als möglich (Stutzenlänge für das Ablassventil unter ca. 5 cm) gehalten werden. Die Auslegung der Inaktivierungsanlagen verlangt die Einhaltung des Prinzips der doppelten Barriere: Dabei stellt der Autoklav die erste, ein nachfolgender nicht-kontaminierter Rückhalte-Tank die zweite Schranke dar. Der dem Autoklaven nachgeschaltete Tank dient nur als Containment bei Notfällen. Bei allfälligen Kontaminationen ist er zu desinfizieren.

Kontinuierliche Verfahren sind nur dann sinnvoll, wenn das Abwasser in grossen Mengen und ebenfalls fortlaufend anfällt. Sie verlangen eine aufwändige Prozesskontrolle und sind in jedem Fall zu validieren. Die Konstruktion einer solchen Anlage erfordert ebenfalls die Einhaltung des obengenannten Prinzips der doppelten Barriere durch einen nachgeschalteten Stapeltank. Der Ablass aus dem Stapeltank in die Kanalisation darf nur erfolgen, wenn der Inaktivierungsprozess störungsfrei läuft.

## 9. Ausgewählte Literatur

***Für Dampf-Autoklaven sind die derzeit gültigen Deutschen Industrie Normen (DIN) und Europäischen Normen (EN) zu beachten:***

- DIN 58946 Teil 5 Dampfsterilisatoren, Sterilisation, Klein-Sterilisatoren, Anforderungen
- EN 285 Sterilisation – Dampfsterilisatoren – Grosssterilisatoren

***Für technische Ausführungen betreffend Ausrüstungen sind die folgenden Merkblätter empfehlenswert:***

- Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit IVSS (2000) Sicherer Umgang mit biologischen Agenzien, Teil 2 Arbeiten im Laboratorium (ISBN 92-843-7138-4)  
Online Bezugsquelle: <https://www.suva.ch>
- Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und –verfahren Stand vom 17.06.2024 (17. Ausgabe)  
Online Bezugsadresse: <https://www.rki.de>

### ***Fachbücher oder Studien mit umfassenden Zusammenstellungen***

- Schubert, F. (2017) Leitfaden der Desinfektion, Sterilisation und Entwesung, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
- Wallhäuser, K. H. (1995) Praxis der Sterilisation, Desinfektion, Konservierung, Georg Thieme Verlag, Stuttgart